

Référence : IMSUB



L'immunité adaptative

Ce kit permet de simuler un test Ouchterlony et d'obtenir un résultat clair et identique à un vrai test en moins d'une heure.

Composition pour 30 binômes :

- 30 boîtes de Petri
 - 10 emporte-pièces en verre
 - 10 poires calibrées
 - 1 flacon vide
 - 1 sachet d'agar
 - 2 tubes de solution mimant le sérum de lapin immunisé contre la BSA (NaOH)
 - 2 tubes de solution mimant la BSA (ZnSO₄)
- Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :

- Boîte et papier absorbant pour constituer une enceinte humide

- Eau distillée
- Micro-ondes ou bain-marie et Gant anti-chaueur
- Microtubes

Conservation : 1 an
Température ambiante